

LAMPA PODCZERWIENI BOSO

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Drogi Użytkowniku,

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Oferujemy najwyższej jakości, starannie przetestowane produkty do zastosowań w dziedzinie ogrzewania, ważenia, pomiaru ciśnienia krwi, temperatury ciała i tętna. Proszę przeczytać instrukcję obsługi starannie i zachować ją do późniejszego wykorzystania, należy umożliwić dostęp do nich innym użytkownikom i przestrzegać zawartych w nich informacji.



Niniejsza instrukcja obejmuje następujące urządzenia:

- **bosotherm 4000**
- **bosotherm 4100**

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE

- Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy sprawdzić, czy żarówka jest przykręcona mocno na swoim miejscu. Zawsze upewnij się, że lampa na podczerwień jest bezpiecznie umieszczona na równej powierzchni. Podczas ekspozycji na promienie, odległość od lampy powinno się dobrać w taki sposób, że czuje się przyjemne ciepło.
- **Zawsze zamknąć oczy, gdy jest wystawiona twarz do promieni! Zalecany czas trwania leczenia wynosi ok. 12 minut.**
- **Przed czyszczeniem i przed zamianą żarówki, urządzenie musi być wyłączone, rozłączone, i musi ostygnąć.**

- Podczas wymiany żarówki, upewnij się, że używasz tego samego typu żarówki o tej samej mocy wyjściowej. Twój sprzedawca może dostarczyć wymiana żarówek w miarę posiadanych zapasów.
- Przeczytaj uważnie tę informację:
 - Przed rozpoczęciem korzystania z lamp podczerwieni, wszystkie opakowania muszą być usunięte.
 - Promiennik podczerwieni może być wyłącznie podłączony do zasilania sieciowego, którego napięcie wskazane jest na etykiecie identyfikacji modelu.
 - Zamknij oczy, wystawiając twarz na promienie.
 - Promienniki podczerwieni nie mogą być używane po zażyciu środków przeciwbólowych i uspokajających lub przez osoby spożywające alkohol, co mogłoby zmniejszyć wrażliwość na gorąco. Skonsultować się z lekarzem przed użyciem lampy.
 - Dzieci nie rozpoznają potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń elektrycznych. Ogólnie rzecz ujmując, urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
 - Źródło promieniowania podczerwonego nie może być całkowicie lub częściowo pokryte kiedy jest gorące. Przed dotknięciem urządzenia, zawsze należy je odłączyć od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
 - Dopuszczalna bliskość promiennika podczerwieni od łatwopalnych przedmiotów wynosi ok. 80 cm. Nie wieszac urządzenia na ścianie lub suficie.
 - Gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego, nie należy go dotykać mokrymi lub wilgotnymi rękami, rozpryski wody nie mogą mieć kontakt z urządzeniem. Promienniki podczerwieni może być używane tylko wtedy, gdy jest absolutnie suchy.
 - Chronić urządzenie przed uderzeniami i wstrząsami.
 - W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego i obudowy, należy skontaktować się z serwisem.
 - Sprzęt ten jest zgodny z dyrektywami europejskimi podstawowe, wytyczne dla produktów medycznych (CE 0124).

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Promiennik podczerwieni można czyścić wilgotną szmatką. Nie używać żadnych agresywnych środków do czyszczenia lub szorowania. Upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza urządzenia. Należy używać urządzenie tylko, gdy jest zupełnie suche.

GWARANCJA

Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć w karcie gwarancyjnej.

Roszczenie gwarancyjne mogą być przyjęte jedynie w przypadku kart, które zostały wypełnione i opatrzone pieczęcią.

W przypadku konieczności naprawy, prosimy o przesłanie urządzenie starannie zapakowany do autoryzowanego dealera lub bezpośrednio do:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Bahnhofstraße 64
D-72417 Jungingen

6. WYRZUCANIE

Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Mogą one być składowane w specjalnych miejscach. W razie pytań i wątpliwości sprawdź lokalne przepisy związane z gospodarką odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.



Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz, max. 150 W (bosotherm 4100), max. 100 W (bosotherm 4000)
Klasyfikacja: Klasa ochrony II () Klasyfikacja: Typ B

KONTAKT

Wytwórca i serwis:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG
Bahnhofstrasse 64
D-72417 Jungingen, Niemcy
tel: +49 7477-9275-0



CE 0124

Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.
ul. Wolności 13M lokal 102
64-130 Rydzyna
Sklep medyczny: **diaMedica**
TEL: **65 619 3855**
www.diamedica.pl



diaMedica
biuro@diamedica.pl

NOTATKI:
