

Alarm wybudzeniowy VIP-201

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ZASADA DZIAŁANIA

Alarm wybudzeniowy VIP-201 ćwiczy mózg dziecka w celu stopniowego wyuczenia coraz szybszej reakcji na stan pełnego pęcherza, zanim dojdzie do popuszczenia moczu.

Specjalne majtki posiadają czujnik wilgoci, który wykrywa pojawienie się pierwszych kropeł moczu i uruchamia alarm. Majtki takie zakłada się tak, jak zwykłe majtki. Są bardzo komfortowe i mogą być ubierane codziennie.

Dzięki systemowi VIP-201, problem moczenia nocnego może być rozwiązany w ciągu tygodnia, miesiąca lub dwóch.



SPOSÓB STOSOWANIA

1. Podłącz nadajnik do majtek poprzez metalowe zatrzaski.
2. Włącz odbiornik.
3. Za pomocą przycisku u góry urządzenia, wybierz jedną z 16 melodii pełniących funkcję sygnału alarmowego.
4. Załóż majtki.

Gdy tylko kilka kropel pojawi się na materiale, czujnik wykryje to i wyzwoli alarm. Należy wtedy pójść do toalety.

Działanie VIP-201 można w prosty sposób przetestować nanosząc na majtki kilka kropel wody w okolicy wiązek przewodzących, które stanowią czujnik wilgoci. Na nadajniku powinna zapalić się wtedy czerwona lampka LED, a odbiornik powinien od razu emitować muzykę.

Alarm może być niekiedy wywołany innymi przyczynami takimi, jak mokre ręce, czy nieodpowiednio wysuszony materiał przy czujniku. Dla oceny właściwego funkcjonowania, nadajnik powinien być najpierw przymocowany do majtek.

UWAGI

- W drugiej połowie dnia dziecko powinno pić raczej mniej płynów.
- Przed snem dziecko powinno zawsze iść do toalety.
- Gdy dojdzie do przypadkowego zamoczenia nadajnika moczem lub innym płynem, jak najszybciej wyjmij z niego baterie i wysusz go np. suszarką do włosów.
- Transmisja sygnału radiowego może być czasami zakłócona innymi urządzeniami radiowymi znajdującymi się w pobliżu, np. niania bezprzewodowa, telefon, czy niektóre zabawki elektroniczne.



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 x odbiornik
- 1 x nadajnik
- 2 x majtki sensoryczne

BATERIE

Brak świecenia lampki LED na nadajniku i odbiorniku, jak również brak muzyki, świadczy o wyczerpaniu się baterii. Wymień wtedy baterie na nowe. Aby ograniczyć zużycie prądu, wyłącz urządzenie w ciągu dnia.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie, aby nie doszło do wycieku starych baterii.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

CZYSZCZENIE

Majtki sensoryczne mogą być prane w pralce w temperaturze do 40 °C. Przy praniu ręcznym należy zachować ostrożność, aby nie załamywać elementów przewodzących. Nie stosować suszenia maszynowego. Obudowa nadajnika i odbiornika wykonana jest z ABS może być czyszczona za pomocą alkoholu izopropylowego. Nie zanurzaj urządzenia w płynach.

CZAS TRWANIA LECZENIA

Od kilku tygodni do kilku miesięcy. Urządzenie powinno być stosowane co noc, aż przez co najmniej 14 dni dziecko pozostanie ciągle suche.

Skuteczność leczenia zależy w dużym stopniu od stworzenia właściwej atmosfery, odpowiedniej motywacji i cierpliwości.

Stresujące środowisko redukuje efekt uczenia się.


Jeżeli leczenie nie jest skuteczne w ciągu 3 do 4 miesięcy od chwili rozpoczęcia, należy skontaktować się z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Obudowa	ABS - tworzywo sztuczne
Majteczki sensoryczne	Bawełna 90%, poliamid 10%
Rodzaj alarmu	Do wyboru 16 melodii alarmowych
Waga nadajnika	32 g
Rozmiar nadajnika	73x30x15 mm
Waga odbiornika	110 g
Rozmiar odbiornika	93x60x30 mm
Częstotliwość radiowa	433.92 MHz
Zasięg	4-8m
Zasilanie nadajnika	1 bateria 23A 12V
Zasilanie odbiornika	2 baterie alkaliczne AA 1.5V

Tabela rozmiarowa

Dostępne rozmiary majteczek sensorycznych

Rozmiar	Wzrost	
XS	110 cm	
S	116 cm	
M	128 cm	
L	140 cm	
XL	152 cm	
XXL	164-176 cm	

GWARANCJA

Urządzenie VIP-201 objęte jest 2-letnią gwarancją producenta od momentu zakupu.

W okresie gwarancji producent zapewnia nieodpłatny serwis. Producent zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego produktu na porównywalne urządzenie.

Wyłączenia gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Wszelkie samodzielne naprawy urządzenia są nieuprawnione.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje akcesoriów, takich jak baterie.

Otwarcie lub uszkodzenie obudowy powoduje utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI ELEKTRYCZNYMI

Jednym z zapisów dyrektywy Europejskiej 2002/96/CE jest to, że urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie powinny być traktowane jak odpady i nie można ich po prostu wyrzucać. Aby przypomnieć o tej dyrektywie, wszystkie produkty są obecnie oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci, jak pokazano obok. Zgodnie z wymogami tej Dyrektywy, stare urządzenie powinno zostać dostarczone do producenta w celu jego utylizacji. Gdy zajdzie taka konieczność wyślij paczką urządzenie z kartką **ZWROT DO UTYLIZACJI** na adres dostępny na stronie www.diamedica.pl



KONTAKT

Wytwórca:

Alarmvip High Tech Limited
3/F, Building A, Shuiku Road No.12, Nankeng
Shenzhen, CHINY



Autoryzowany Przedstawiciel i serwis:

Dillenburg Medical B.V.
Otterkiig 20 J
1822 BW Alkmaar
HOLANDIA



Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan
ul. Świderskiego 13, 64-100 Leszno
www.diamedica.pl

