

Urządzenie do leczenia trądziku ABB 601



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przywraca promienistą, czystą i odnowioną cerę!



Spis treści:

1. Dziękujemy za zakup!	2
2. Urządzenie do leczenia trądziku ABB601	2
3. Budowa urządzenia	2
4. Instrukcja stosowania	3
5. Istotne uwagi	4
6. Konserwacja.....	4
7. Wskazówki praktyczne	4
8. Specyfikacja techniczna	4

1. Dziękujemy za zakup!

Produkt ten jest przeznaczony dla tych osób, u których trądzik dopiero się zaczyna. Według dotychczasowych doświadczeń, wiesz, że małe czerwone kropki lub bolące miejsce na skórze przerodzą się prawdopodobnie w grudkę trądziku. W takim przypadku, to urządzenie powinno być użyte natychmiast, aby osłabić lub wyeliminować trądzik w ciągu 24 godzin.

Proszę używać urządzenia 2-3 razy w ciągu 12-24 godzin, do 2,5 minut za każdym razem. Aparat może skrócić cykl powstawania zmiany i wpłynąć pozytywnie na wygląd zdrowej twarzy. Co więcej, im krótszy jest cykl powstawania grudki trądziku, tym trudniej powstają blizny.

2. Urządzenie do leczenia trądziku ABB601

W większości przypadków trądzik będzie zanikać tym skuteczniej, im szybciej zastosujesz aparat. Jeśli to konieczne, użyj urządzenia ponownie po 4-12 godzinach. Można go stosować do trzech razy dziennie w to samo miejsce.

Nie ściskaj grudki, gdyż nie ma to wpływu na leczenie trądziku, ale pozostawia blizny na skórze. Zaskórniki lub ropnie nie są trądzikiem i aparat nie nadaje się do stosowania w tych wskazaniach.

Korzystanie z tego urządzenia nie przyniesie efektu leczniczego, jeśli trądzik nie jest leczony w czasie pierwszego dnia powstawania i stan zapalny stał się już poważny. Lepiej jest rozpocząć leczenie trądziku jak najwcześniej.

3. Budowa urządzenia



4. Instrukcja stosowania

Zdejmij pokrywę głowicy. Zanurz kawałek czystej szmatki w roztworze mydlin lub 70% alkoholu, a następnie przetrzyj głowicę leczniczą (głowicę należy wyczyścić przed każdym użyciem).

Ten aparat ma zastosowanie wyłącznie do leczenia trądziku.

Krok 1: Zainstaluj baterie

Wciśnij w dół pokrywę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia. Umieścić jedną baterię AA w komorze baterii zwracając uwagę na biegunowość baterii - nie wolno umieszczać baterii odwrotnie.



Krok 2: wciśnij przycisk włącznika

Urządzenie rozpocznie pracę sygnalizując dźwiękiem "biii". W tym czasie, wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono, a niebieska lampka kontrolna pracy zacznie migać (raz na dwie sekundy). Głowica zacznie się nagrzewać.

Krok 3: Aparat wyemituje sygnał ostrzegawczy, aby rozpocząć leczenie (po 30 sekundach)

Nastąpi to wtedy, gdy niebieska lampka kontrolna pracy zmieni emisję na wysoką częstotliwość migania (trzy razy na dwie sekundy). Jednocześnie, urządzenie zasygnalizuje prawidłową temperaturę głowicy szybkim sygnałem „Bi-Bi-Bi”. Teraz może rozpocząć leczenie.

Krok 4 : Wciśnij przycisk pracy

Niebieska lampka cały czas jasno miga, a głowica emituje niebieskie światło lecznicze. Urządzenie co 6 sekund przypomina komunikatem dźwiękowym "Bi-Bi", aby wykonywać zabieg.

Krok 5 : Umieść głowicę na leczonym miejscu

Delikatnie przyłóż głowicę na zmianie trądzikowej (nie naciskaj mocno, gdyż leczenie się wtedy przedłuży). Po około 2,5 minuty odsuń głowicę i przerwij zabieg. W tym czasie, urządzenie automatycznie przejdzie w stan oczekiwania - krok 3 (odczekaj 15 sekund). Jeśli trzeba leczyć inne miejsce, naciśnij przycisk pracy rozpoczęcia leczenia.

Po zakończeniu leczenia wszystkich miejsc, ponownie naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby wyłączyć urządzenie.

Wskazówki:

- Gdy urządzenie jest w stanie oczekiwania (niebieska lampka miga z wysoką częstotliwością), to jeśli przycisk pracy nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 sekund, urządzenie wyłączy się automatycznie, tak aby zmniejszyć zużycie baterii.
- Jeśli bateria nie jest wystarczająco mocna, urządzenie przestanie działać. Zielona lampka zacznie migać. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 sekundach.
- Po zabiegu, w miejscu aplikacji głowicy mogą pojawić się na skórze czerwone plamki, co jest zjawiskiem normalnym. Czerwone plamki znikną po kilku godzinach.
- W ciągu 4-24 godzin po pierwszym zabiegu, grudka trądziku będzie coraz mniejsza i jej kolor wyblaknie.

5. Istotne uwagi

- a) Trzymaj aparat z dala od wody.
- b) Nie stosuj na powieki i czerwień wargową!
- c) Nie pozwalaj bawić się aparatem dzieciom!
- d) Wyczyść głowicę przed każdym zastosowaniem.
- e) Nie stosuj częściej, niż 2-3 razy na dobę w jednym miejscu.
- f) Jeśli po użyciu tego urządzenia trądzik zaostrzył się, należy zaprzestać używania urządzenia. Skonsultuj się z dermatologiem.
- g) Jeśli skóra jest bardzo wrażliwa na ciepło, nie należy używać tego urządzenia, gdyż leczy on trądzik za pomocą określonej temperatury. Przed pierwszym użyciem, proszę sprawdzić reakcję skóry na wewnętrznej stronie przedramienia. Jeśli po kilku minutach i po 1 godzinie od wykonania próby nie będzie zmian alergicznych - można aparat stosować!

6. Konserwacja

- Urządzenia nie wolno przechowywać w wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności i bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.
- Unikaj urazów mechanicznych. Urządzenie jest na tyle zaawansowane, że uraz mechaniczny może spowodować jego uszkodzenie.
- Zanurz kawałek czystej szmatki w roztworze mydlin lub 70% alkoholu, a następnie wytrzyj głowicę aparatu (głowicę należy wyczyścić przed każdym użyciem).

7. Wskazówki praktyczne

- Włosy na twarzy mogą zakłócać oddziaływanie urządzenia na grudkę/zmianę trądzikową.
- Jeśli skóra (karnacja) jest bardzo jasna, po zabiegu mogą częściej pojawić się czerwone plamki.
- W większości przypadków, powstawanie czerwonych plamek jest zjawiskiem normalnym i nie szkodzi to skórze. Jeśli skóra jest bardzo wrażliwa, należy zaprzestać używania i skonsultować się z dermatologiem.
- Za każdym razem, kiedy aparat jest stosowany po raz pierwszy, wykonaj próbę uczuleniową opisaną w p. 5g. Ma to bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa stosowania aparatu!

8. Specyfikacja techniczna

Zasilanie	Jedna bateria AA 1,5V
Rozmiary urządzenia	155 x 26 x 20 mm
Waga	75 g
Wytwarzana temperatura	45 °C
Długość światła	415 nm

Wytwórca:

Aboel Electronic Technology (Shenzhen)Co., Ltd
2F, Building 6,Guifa Industrial Area, Jianshe Road,
Dalang Street
Longhua New Area, Shenzhen, Chiny



www.aboel.com

Autoryzowany Przedstawiciel w UE:

Dillenburg Medical B.V.
Otterkoog 20 J, 1822BW Alkmaar
Holandia



Import/dystrybucja i serwis w Polsce:

AP Plan Sp.J.
Os. Wieniawa 57a
64-100 Leszno
TEL: 65 619 3855
www.diamedica.pl



Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23